



## Die Inspiration

Als Colette Courtion Mutter wurde, sprach sie mit ihren Freundinnen über die unangenehmen Veränderungen, die nach der Geburt ihrer Kinder oder mit dem Älterwerden auftreten, die aber nur selten thematisiert werden.

Da sie zuvor in der medizinischen Ästhetik im Bereich Laser- und Lichttherapie tätig war, konnte sie – inspiriert von ihren Freundinnen und dem Ausmaß des Problems – ihre über 10-jährige Erfahrung nutzen, um diese wissenschaftlichen Grundsätze auf die Beckenbodengesundheit von Frauen anzuwenden.

Das Ergebnis ist vSculpt, ein Medizinprodukt zum Heimgebrauch, das eine Kombination aus Lichtenergie, sanfter Erwärmung und therapeutischer Vibration verwendet, um den Millionen von Frauen zu helfen, die mit Beckenbodenproblemen zu tun haben.

*Colette Courtion, die Gründerin/CEO von Joylux,  
und ihr einjähriger Sohn Coleman*

## Wer wir sind:

**Unsere Mission ist es, Frauen dabei zu helfen, ihr Leben wieder voll und ganz zu genießen.**

Wir sind Vorreiter beim Thema Beckenbodengesundheit von Frauen, indem wir das Thema ansprechen und aussagekräftige Ergebnisse mit positiven Auswirkungen erzielen.

„vSculpt wurde gemeinsam mit medizinischen Fachleuten, die täglich aus erster Hand die Probleme von Frauen mit Beckenbodenproblemen erleben, entwickelt. Die Zusammenarbeit mit den Fachleuten ist die Grundlage unseres Geschäfts. Ihr Feedback wird uns in die Zukunft führen, während wir die nächste Produktgeneration entwickeln.“

*– Colette Courtion, Gründerin und CEO*

## Sprechen Sie uns an:



Stand: 11-2017 • LaserPoint Aesthetic Goods GmbH • info@laserpoint.ag



vSCULPT.

Medizinisches Gerät zur Beckenbodenstraffung und Vaginalverjüngung

### DAS PROBLEM


**1** von **3**  
Frauen hat Beckenbodenprobleme.



### DIE LÖSUNG

vSculpt festigt, strafft und regeneriert das Vaginalgewebe und die Beckenbodenmuskulatur


For a Healthier You,  
Inside and Out™



## Ein weit verbreitetes Problem

**1** von **3**

Frauen hat  
Beckenbodenprobleme.



## Wir haben 2.300 Frauen befragt und erfahren:

Über **50%**  
leiden an  
Blasenschwäche



Über **65%**  
klagen über Trockenheit  
und Schmerzen beim  
Geschlechtsverkehr

## Die einfache und wirksame Lösung

vSculpt festigt, strafft und regeneriert Ihr Vaginalgewebe und Ihre Beckenbodenmuskulatur. Verbessern Sie Ihre Beckenbodenmuskulatur von zu Hause aus, in nur 10 Minuten an jedem zweiten Tag. So erlangen Sie die Kontrolle über Ihren Körper zurück und stärken Ihr Selbstbewusstsein.

## Merkmale



## Die Technologie hinter vSculpt



+



Lichtenergie

+



Therapeutische  
Vibration

### Sanfte Erwärmung

vSculpt erwärmt das Bindegewebe der Vaginalschleimhaut sanft und kontrolliert. Die Wärme erhöht die Mikrozirkulation und die Durchblutung, sodass Sauerstoff, Proteine und Nährstoffe in diesen Bereich transportiert werden, was Ihrem Körper hilft, sich selbst zu heilen.

### Lichtenergie

Die Low Level Light Therapie (LLLT) regt die Zellfunktion an und fördert den Kollagenaufbau im Bindegewebe des Vaginalkanals. Des Weiteren stimuliert die LLLT die Fibroblastenproliferation, die Angiogenese und die Gewebereparatur und moduliert entzündliche und antioxidative Reaktionen.



**1:** Licht trifft auf das Gewebe **2:** Das Licht wird von den Mitochondrien absorbiert, wodurch ATP erzeugt wird **3:** Anregung der Zellfunktion **4:** Zellproliferation, Gewebereparatur und Regeneration

Jede Wellenlänge (Farbe) des Lichts erzeugt unterschiedliche therapeutische Effekte. Das rote Licht (662 nm) und das Nahinfrarotlicht (855 nm) von vSculpt sind für die Zellheilung, die Steigerung der Blutzirkulation und die Verringerung von Entzündungen und Schmerzen in der Vaginalschleimhaut optimiert.



## Schallvibration

Die Schallvibration nutzt die Reaktion des Körpers auf mechanische Beanspruchung. Dabei produzieren die Fibroblasten des beanspruchten Kollagens große Mengen Tenascin und Kollagen. Darüber hinaus fühlt sich die Vibration angenehm an, was nicht nur die Patientin wissen lässt, dass gerade eine Behandlung stattfindet, sondern auch die Patienten-Compliance verbessert.

Die einzigartige Kombination dieser drei Modalitäten (Wärme, LLLT, Vibration) verursacht bei der Heilung des Gewebes eine Verengung des Vaginalkanals.


Die Patientinnen erlangen einen stärkeren und strafferen Beckenboden, eine verbesserte Blasenfunktion, regeneriertes Vaginalgewebe und gesteigerte vaginale Lubrikation.

## Studienergebnisse



**90%**

90% konnten  
unwillkürliche  
Harnverluste  
reduzieren



**82%**

82% erreichten  
eine Stärkung des  
Beckenbodens



**81%**

81% erlebten eine  
Besserung ihrer  
sexuellen  
Funktionsfähigkeit

